

Instruction de détail



Remarque

1. Cette balance a été étalonnée avant expédition, mais la précision peut être affectée par les variations de gravité, la suspension de l'expédition et les changements de température bizarres
2. Protégez la balance des chocs excessifs, des conditions de surcharge prolongées, des changements de température excessifs et de l'humidité
3. N'essayez pas de retirer la plate-forme
4. Veuillez n'utiliser que des piles de haute qualité

OPÉRATION

1. Placez la balance sur une surface plane horizontale, appuyez sur la touche ON / OFF pour allumer la balance
2. Attendez que ".0" ou "0.00" s'affiche
3. Placez le ou les objets sur la plate-forme de pesage
4. À l'aide de la touche MODE, vous pouvez basculer entre les unités de pesage

PESAGE À LA TARE

1. Allumez la balance comme décrit ci-dessus
2. Placez un plateau ou un récipient sur la plate-forme de la balance
3. Appuyez sur TARE et "0.0" ou "0.00" sera affiché
4. Ajoutez le "net-weight-item"

ÉTALONNAGE

- Allumez la balance en appuyant sur la touche ON / OFF
- Attendez que "0.0" ou "0.00" s'affiche, puis appuyez et maintenez la touche MODE pendant quelques secondes, l'écran affichera "CAL suivi du poids d'étalonnage requis
- Placez le poids d'étalonnage requis sur la plate-forme, l'écran affichera "PASS puis revenez au mode de pesage normal
- L'étalonnage est terminé!